



TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

Sanitärreiniger - entkalkend, desinfizierend und geruchsneutralisierend, BPR genehmigt

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger, saurer Sanitär-Desinfektionsreiniger, Kalklöser und Geruchsneutralisierer für alle säure- und wasserbeständigen Oberflächen in Sanitärbereichen.

Eigenschaften

- Formulierung auf Säurebasis
- Reinigt, entkalkt, desinfiziert und desodoriert in einem Schritt
- Wirksam gegen Bakterien, behüllte Viren und Hefen
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Vorteile

- Hervorragender Reiniger, funktioniert in einem großen Spektrum von Wasserhärten
- Reduziert die Anzahl der Produkte im Waschraum
- Hervorragende Hygiene, reduziert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU ist gebrauchsfertig, unverdünnt anwenden.

Außerhalb des Gesundheitsbereiches (z.B. in öffentlichen Bereichen, Hotels und anderen institutionellen Bereichen wie Schulen/Büros etc.) ist die Verwendung des Produkts in einem 1-stufigen Reinigungsprozess (schmutzige Bedingungen) zugelassen.

In Umgebungen des Gesundheitswesens, (z.B. Arztpraxen, Ambulanzen, Krankenhausstationen und Altenheime), erfordert die Verwendung des Produkts einen 2-stufigen Reinigungsprozess. Entfernen Sie grobe Verschmutzungen und reinigen Sie die Oberfläche vor der Anwendung des Produkts vor.

- Das Produkt durch vollständiges Befeuchten der Oberfläche auftragen.
- Verwenden Sie ein Tuch, eine Bürste, einen Schwamm oder einen Mopp für eine gleichmäßige Verteilung.
- Die Oberfläche 5 Minuten lang gegen Bakterien und behüllte Viren und 15 Minuten lang gegen Hefepilze nass lassen.
- Trockenwischen oder die Oberfläche an der Luft trocknen lassen.
- Ein Abspülen der Oberfläche ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Aussehen: Klare, hellrote bis rosa Flüssigkeit

pH-Wert (pur): > 2



Relative Dichte (20°C): ≈ 1.00

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden;

sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten. Biozide sicher verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und Hinweise.





TASKI® Sani 4 in 1 Plus RTU

Materialverträglichkeit

Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf wasser- oder säureempfindlichen Oberflächen verwenden. Fugenmörtel vor der Anwendung ausreichend mit Wasser vornässen.

Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Mikrobiologische Daten

EN Test Methode	Verschmutzungsgrad	Temp. °C	Kontaktzeit	Test Organismen	Dosierung % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1.5%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%
EN 14476	3.0 g/L BSA + Blut	20	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 16777	3.0 g/L BSA + Blut	25	5 min	Modified Vaccinia virus Ankara	1%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

Lieferbare Gebinde

TASKI Sani 4 in 1 Plus RTU ist in 6x0,75L erhältlich.

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.23/04/2025 de-DE (K02775)